

TASKI® Sani Calc

Limpiador desincrustante para baños

Descripción

Desincrustante fuerte para superficies duras resistentes al ácido. Disuelve rápidamente manchas y depósitos de cal de superficies duras resistentes al ácido.

Aplicaciones

- Basado en ácido fosfórico
- Contiene un inhibidor de corrosión
- Rápida acción

Ventajas

Elimina rápidamente incluso las incrustaciones de cal fuertemente adheridas. No es agresivo con las superficies que desincrusta. Perfectamente diseñado para una eficaz desincrustación de suelos, paredes y otras superficies del baño.

Modo de Empleo


Aplicación:

Dosificar el producto en un cubo lleno de agua. Aplicar la solución en la superficie, dejar que actúe la solución brevemente y fregar la superficie. Aclarar con agua abundante y secar. Tratar las manchas resistentes con una esponja adecuada.

Importante:

No mezclar la solución con productos clorados. No usar en superficies sensibles a los ácidos, p.e. mármol, terrazzo, travertino ni otras superficies calcáreas. Comprobar la resistencia al ácido antes de usar. Cuando se vaya a desincrustar, humedezca previamente el material con agua. Quitar inmediatamente salpicaduras de la solución de superficies sensibles al ácido y aclarar abundantemente. Aclarar abundantemente las juntas de cromo para evitar que se deterioren.

W3b



© A.I.S.E.

TASKI[®] Sani Calc W3b

Limpiador desincrustante para baños

Información técnica

Sistema	Código	Descripción / capacidad	Cubo	Aspecto	pH puro	pH solución de uso	Densidad relativa (20°C)
Estándar	7513254	TASKI Sani Calc 2 x 5 L	100-1000 ml/10L (1-10%) Para cal resistente, incrementar hasta un 20%	Líquido transparente rojo	0.45	1.17	1.11 g/cm ³

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información para el almacenamiento:

Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables siguiendo los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.